

CITREX H4 Test-Set

Die Kompaktklasse für den Einsatz unterwegs

analyser
the art of measuring

Komplettes Test-Set für mobilen Einsatz.

Mit dem CITREX H4 Test-Set erhalten Sie ein zertifiziertes, hoch präzises Messinstrument mit umfangreichem Zubehör.

Das CITREX H4 Test-Set prüft und kalibriert in kürzester Zeit Gasfluss- und Druckerzeugende Geräte und dokumentiert jeden Test mit einem von Ihnen individuell gestalteten Report.



CITREX H4

Das Messgerät misst bidirektionale Flüsse, Drücke, Temperaturen und Sauerstoffkonzentration und besticht durch seine Kompaktheit, das geringe Gewicht und die Robustheit.



CITREX Webserver Monitoring

Verbinden Sie CITREX H4 mit Ihrem IT-Netzwerk. Über Ihr Netzwerk oder via Internet wird Remote-Monitoring kinderleicht. Das mitgelieferte Software-Tool «Webserver Monitoring» wertet Ihre Messdaten aus.

FlowLab

Mit der ebenfalls im Test-Set enthaltenen, FlowLab Software analysieren und protokollieren Sie sämtliche CITREX-Parameter im Detail. Hochauflösende Echtzeit-Kurven, Trending-Möglichkeiten und erweiterte Protokollfunktionen in Excel machen es für Expertinnen und Experten unentbehrlich.

Das CITREX H4 Test-Set enthält:

- CITREX H4
- EasyLung
- CITREX Webserver Konfigurator und Monitoring
- FlowLab Software inkl. Freischaltcode
- Sauerstoffsensoren inkl. Freischaltcode
- Adapter-Set
- Einlaufstrecke
- USB Auto Adapter
- Micro SD Karte
- Bakterienfilter
- USB Kabel
- Netzkabel
- Steckernetzteil
- Transporttasche
- Akku
- Kurzanleitung



Differenzdruck

Ausser der Messmöglichkeit von 17 Gas-Standards und 8 Gas-Typen, dem Erfassen und Kalkulieren sämtlicher relevanter Beatmungsparameter, der einfachen Speicher- und Auswertungsmöglichkeit auf externe Speichermedien und zahlreicher Schnittstellen, wertet das einfach zu bedienende CITREX H4 auch den Differenzdruck von ± 200 mbar aus.



CITREX H4 zum Testen und Verifizieren von:

- Beatmungsgeräten CPAP/Bilevel
- Intensiv-Beatmungsgeräten
- Hochfrequenzbeatmungsgeräten
- Blutdruck-Messgeräten
- Sauerstoffkonzentratoren
- Spirometern
- CO₂-Insufflatoren
- Medizinische Gasversorgungen

Bestellnummer: 302.161.000

IMT.Analytics

IMT Analytics AG . Gewerbestrasse 8 . 9470 Buchs . Switzerland
T +41 81 750 67 10 . www.imtanalytics.com